


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hspike S2 De Hcov-Oc43 Para Wb, Elisa - P36334

Número de artículo: CM0019775



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la subunidad S2 de la glucoproteína Spike de HCoV-OC43 (Swiss-Prot P36334). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA, validado para detectar la reactividad cruzada con HCoV-OC43. Ideal para la investigación de coronavirus y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | HCoV-OC43 Spike S2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| GeneID              | 39105218                                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 782-881 de la proteína Spike S2 del coronavirus (YP_009555241.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                       |
| Reactividad Cruzada | HCoV-OC43                                                                                                                                       |
| SWISS               | P36334                                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 150kDa                                                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                  |