


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hcrtr1 Para Wb, If-P, Elisa - O43613

Número de artículo: CM0017230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad dirigido contra HCRTR1 humano (receptor de orexina tipo 1). Validado para WB, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones en neurociencia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HCRTR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OX1R; OXR1; ORXR1; HCRTR1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3061
ID del gen	3061
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de HCRTR1 humano (NP_001516.2).
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O43613
Peso molecular de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo