


Anticuerpo Policlonal Anti-Hcrtr2 Para Wb, Elisa - 043614

Número de artículo: CM0028266



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al receptor de orexina tipo 2 humano (HCRTR2). Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudios de regulación sueño-vigilia y homeostasis de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	HCRTR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OX2R; OXR2; ORXR2; HCRTR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3062
GeneID	3062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-444 de la HCRTR2 humana (NP_001517.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O43614
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo