

Anticuerpo Policlonal Anti-Hd1 Para Wb Y Elisa - Q9Fdx8

Número de artículo: CM0020410



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Hd1 validado para aplicaciones de Western blot y ELISA en *Oryza sativa*. Detecta la proteína de dedo de zinc HD1, un factor de transcripción que regula la floración. Adecuado para investigaciones de biología del desarrollo vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Hd1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Hd1; SE1; OsHd1; Hd1
Especie	<i>Oryza sativa</i>
ID de Gen	4340746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 de <i>Oryza sativa</i> Hd1 (Q9FDX8)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q9FDX8
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo