

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hd3A Para Elisa Y Wb - Q93Wi9

Número de artículo: CM0020915



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la florígena Hd3a del arroz (OsJ_20191). Validado para WB y ELISA, detecta Hd3a de Oryza sativa. Ideal para estudios sobre el tiempo de floración y el desarrollo de las plantas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Hd3a pAb de conejo
Observaciones/Alias	Hd3a; OsJ_20191
Especie	Oryza sativa
ID del gen	4340185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de Hd3a de Oryza sativa. (Q93WI9)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q93WI9
Peso molecular de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo