

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hdac1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13547

Número de artículo: CM0002414



Introducción

mAb de conejo anti-HDAC1 (55kDa) validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con HDAC1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el remodelado de la cromatina, la regulación de la transcripción y las vías epigenéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo HDAC1
Observaciones/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Especie	Humano
ID del gen	3065
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la HDAC1 humana (Q13547)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13547
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo