

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hdac11 Para Wb, Elisa - Q96Db2

Número de artículo: CM0004123

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a HDAC11 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Herramienta esencial para la investigación epigenética, la remodelación de la cromatina y los estudios de regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	HDAC11 Conejo mAb
Observaciones/Alíase	HD11
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79885
ID de Gen	79885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-347 del HDAC11 humano (NP_079103.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96DB2
Peso Proteico	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo