

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdac11 Para Wb, Elisa - Q96Db2

Número de artículo: CM0024959

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HDAC11 humano (SWISS: Q96DB2) validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación epigenética sobre la desacetilación de histonas y la represión transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC11 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	HD11; HDAC11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79885
GeneID	79885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-347 del HDAC11 humano (NP_079103.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96DB2
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo