


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hdac2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q92769

Número de artículo: CM0006601



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la HDAC2 humana (histona deacetilasa 2). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA y ChIP. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Especie	Humano
ID del Gen	3066
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 389-488 de la HDAC2 humana (Q92769).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92769
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo