


Anticuerpo Policlonal Anti-Hdac3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Número de artículo: CM0013913



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HDAC3, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce HDAC3 humano, de ratón y de rata. Ideal para biología de la cromatina e investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8841
ID de Gen	8841
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 329-428 del HDAC3 humano (NP_003874.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15379
Peso Proteico	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo