


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hdac3 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15379

Número de artículo: CM0009519



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-HDAC3 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA con reactividad en humano, ratón, rata y mono. Ideal para estudios de epigenética, biología de la cromatina y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo HDAC3
Observaciones/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8841
GeneID	8841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 299-428 de HDAC3 humano (NP_003874.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	O15379
Peso Proteico	49 kDa
Envío	Bolsa de Hielo