


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hdac3 Para Wb, Ip, Elisa - O15379

Número de artículo: CM0003576



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo HDAC3 validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. La histona deacetilasa 3 (HDAC3) de 49 kDa es esencial para la remodelación de la cromatina y el silenciamiento génico. Adecuado para investigación de regulación epigenética y transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC3 Conejo mAb [Validado por KD]
Observaciones/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8841
GeneID	8841
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 329-428 de HDAC3 humano (NP_003874.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15379
Peso Molecular de la Proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo