


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdac3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Número de artículo: CM0022752



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HDAC3 humano (histona deacetilasa 3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en epigenética y regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8841
ID del Gen	8841
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 299-428 de HDAC3 humano (NP_003874.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15379
Peso Molecular de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo