

Anticuerpo Policlonal Anti-Hdac4 Para Wb, Elisa - P56524

Número de artículo: CM0012815



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HDAC4 humano, generado con un péptido sintético. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo detecta la histona deacetilasa 4 de 119kDa, un regulador epigenético clave.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9759
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 530-630 del HDAC4 humano (NP_006028.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P56524
Peso Molecular de la Proteína	119kDa
Envío	Bolsa de hielo