

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdac5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Número de artículo: CM0015733



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-HDAC5 está validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta HDAC5 en muestras humanas, de ratón y de rata, lo que lo hace adecuado para la investigación de regulación de la cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10014
ID de Gen	10014
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 del HDAC5 humano (NP_005465.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQL6
Peso Proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo