

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hdac6 (Hd6, Sfc6, Hdac5, Mhda2) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Número de artículo: CM0012477

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HDAC6 de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA en ratón y rata. Dirigido contra la región C-terminal (aa 836-1037) de la HDAC6 de ratón, una desacetilasa clave en la dinámica de microtúbulos y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDAC6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10013
GeneID	15185
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 836-1037 de Hdac6 de ratón (Q9Z2V5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Z2V5
Peso de la proteína	126 kDa
Envío	Bolsa de hielo