


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hdac6 Para Wb, Elisa - Q9Ubn7

Número de artículo: CM0007478



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HDAC6 validado para WB y ELISA. Reconoce el HDAC6 humano (~131 kDa), una desacetilasa citoplasmática que regula la autofagia, la formación de aggresomas y la dinámica de los microtúbulos. Ideal para la investigación del cáncer y las neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDAC6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10013
ID de gen	10013
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-700 del HDAC6 humano (NP_006035.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN7
Peso proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo