


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hdac6 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Ubn7

Número de artículo: CM0008905



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra HDAC6 humano (Q9UBN7). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. La desacetilasa HDAC6 regula la dinámica de los microtúbulos, la autofagia y la formación de aggresomas, relevante para la investigación oncológica y de neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Especie	Humano
GeneID (humano)	10013
GeneID	10013
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HDAC6 humano (Q9UBN7).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN7
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo