


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdac6 - Q9Ubn7

Número de artículo: CM0016026



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HDAC6 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la desacetilación de tubulina, autofagia y formación de agresomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10013
ID de Gen	10013
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 836-1104 del HDAC6 humano (NP_006035.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBN7
Peso Proteico	131kDa
Envío	Bolsa de hielo