

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdac7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wui4

Número de artículo: CM0025746



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HDAC7 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de regulación epigenética y transcripcional. - Q8WUI4.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDAC7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HD7; HD7A; HDAC7A; HDAC7
Especie	Humano
ID del gen	51564
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de la HDAC7 humana (XP_011536783.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WUI4
Peso de la proteína	103kDa
Envío	Bolsa de hielo