


Anticuerpo Policlonal Anti-Hdac8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9By41

Número de artículo: CM0029006



Introducción

CamelBio suministra un Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-HDAC8 (Q9BY41) de alta calidad, validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a una histona desacetilasa de 42kDa involucrada en la regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] HDAC8 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55869
ID del Gen	55869
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-377 de la HDAC8 humana (NP_060956.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BY41
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo