


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdac9 Para Wb - Q9Ukv0

Número de artículo: CM0014986



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-HDAC9 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. HDAC9 desacetila histonas para la represión epigenética; 111 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDAC9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9734
ID de Gen	9734
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del HDAC9 humano (NP_478056.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKV0
Peso Proteico	111kDa
Envío	Bolsa de hielo