

Anticuerpo Policlonal Anti-Hdc Para Wb, Elisa - P19113

Número de artículo: CM0023170



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la histidina decarboxilasa humana (HDC, ID de gen: 3067). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para la investigación de la biosíntesis de histamina. UniProt: P19113.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDC pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HDC; histidina decarboxilasa
Especie	Humano
GeneID (humano)	3067
GeneID	3067
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-249 de la HDC humana (NP_002103.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19113
Peso Proteico	70kDa/74kDa
Envío	Bolsa de hielo