

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdc Para Wb, Elisa - P19113

Número de artículo: CM0029122



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la histidina descarboxilasa (HDC), validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de la biosíntesis de histamina y el metabolismo de las catecolaminas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HDC
Especie	Humano
ID de gen	3067 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 453-662 de la HDC humana (NP_002103.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19113
Peso de la proteína	74 kDa
Envío	Bolsa de hielo