


Anticuerpo Monoclonal Anti-Hdgf Para Wb, If-P, Elisa - P51858

Número de artículo: CM0002958



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo HDGF para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Reconoce el factor de crecimiento derivado de hepatoma (HMG1L2), un represor transcripcional con actividades mitogénica y de unión a heparina, adecuado para la investigación del cáncer y de factores de crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDGF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HMG1L2; HDGF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3068
GeneID	3068
Inmunógeno	Péptido Sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del HDGF humano (P51858).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51858
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo