


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdgf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Número de artículo: CM0028776



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a HDGF (HMG1L2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar la represión transcripcional, la actividad mitógena y las funciones de unión a heparina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDGF Rabbit pAb
Notas/Alias	HMG1L2; HDGF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3068
GeneID	3068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la HDGF humana (NP_004485.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51858
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo