


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdgf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Número de artículo: CM0013500



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al HDGF humano (HMG1L2), validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigar la regulación transcripcional, la señalización mitogénica y los mecanismos de unión a heparina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HDGF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMG1L2; HDGF
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3068
ID de Gen	3068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del HDGF humano (NP_004485.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51858
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo