


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hdlbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00341

Número de artículo: CM0029794



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HDLBP (Vigilin) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta HDLBP humano, de ratón y de rata de 141 kDa. Ideal para investigación sobre metabolismo del colesterol y lipoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDLBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	3069
GeneID	3069
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1035-1268 de la HDLBP humana (NP_976221.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00341
Peso de la proteína	141kDa
Envío	Bolsa de hielo