


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hdlbp/Vigilin Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q00341

Número de artículo: CM0003738



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HDLBP (Vigilin) humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta niveles endógenos de HDLBP en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre metabolismo lipídico y colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HDLBP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Especie	Humana
GeneID (humano)	3069
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de HDLBP humano (NP_976221.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00341
Peso de la proteína	141kDa
Envío	Bolsa de hielo