

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-He4/Wfdc2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14508

Número de artículo: CM0008769

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra HE4/WFDC2 humano (Q14508). Validado para WB, IF/ICC, ELISA y con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar el desarrollo pulmonar, la biología reproductiva y los biomarcadores del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo HE4/WFDC2
Observaciones/Alias	HE4; WAP5; EDDM4; dj461P17.6; HE4/WFDC2
Especie	Humano
GeneID (humano)	10406
GeneID	10406
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 45-124 de HE4/WFDC2 humano (Q14508).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q14508
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo