

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Heatr1 Para Wb, Elisa - Q9H583

Número de artículo: CM0014389



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra HEATR1 humano (BAP28/UTP10). Validado para Western blot y ELISA, este anticuerpo es esencial para explorar la biogénesis del ribosoma, la función nucleolar y las vías relacionadas con Myc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HEATR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BAP28; UTP10; HEATR1
Especie	Humano
ID del Gen	55127 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de HEATR1 humano (NP_060542.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H583
Peso Proteico	242kDa
Envío	Bolsa de hielo