


Anticuerpo Policlonal Anti-Hec1/Ndc80 Para Wb, Elisa - O14777

Número de artículo: CM0030077



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HEC1/NDC80 humano, validado para western blot y ELISA. Adecuado para investigación del cinetocoro y mitosis, con reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HEC1/NDC80
Observaciones/Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10403
GeneID	10403
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 343-642 de HEC1/NDC80 humano (NP_006092.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14777
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo