


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hec1/Ndc80 Para Wb, Elisa - O14777

Número de artículo: CM0007112



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra HEC1/NDC80 humano (O14777). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudios de función de cinetocoro, punto de control mitótico y cáncer. Peso molecular predicho: 74 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HEC1/NDC80 Rabbit mAb
Notas / Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Especie	Humano
GeneID	10403
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 543-642 de HEC1/NDC80 humano (O14777)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14777
Peso de la proteína	74kDa
Envío	Bolsa de hielo