

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hectd1 Para Wb, Elisa - Q9Ult8

Número de artículo: CM0024719



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HECTD1 humano (EULIR), adecuado para WB y ELISA. Detecta HECTD1 endógeno a ~289kDa en muestras humanas. Ideal para la investigación sobre ubiquitinación, desarrollo neural y biología de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HECTD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EULIR; HECTD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25831
GeneID	25831
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2518-2610 de HECTD1 humano (NP_056197.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9ULT8
Peso Proteico	289kDa
Envío	Bolsa de hielo