

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Hemo Oxigenasa 1 (Ho-1/Hmox1) - P09601

Número de artículo: CM0014843



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la hemo oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humanos, ratones y ratas. Adecuado para la investigación de la apoptosis y el catabolismo del hemo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la hemo oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1)
Observaciones/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Hemo oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1)
Especie	Humano
GeneID	3162
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-288 de la hemo oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1) humana (NP_002124.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P09601
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo