

Anti-Hemo Oxigenasa 1 (Ho-1/Hmox1) Conejo Polymab Para Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P09601 / P14901

Número de artículo: CM0012660



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la Hemo Oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1). Validado para aplicaciones de WB, IP, IF, IHC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Detecta una proteína de 33 kDa. Adecuado para investigación en apoptosis, metabolismo del hemo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Hemo Oxigenasa 1 (HO-1/HMOX1) Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; D8Wsu38e; HO-1; HO1; Hemox; Hmox; Hsp32
Especies	Humano/Ratón
ID del Gen (Humano)	3162
ID del Gen	3162/15368
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-266 de Hmox1 de ratón (NP_034572.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09601/P14901
Peso Proteico	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo