

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Heme Oxygenase 1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Número de artículo: CM0007819

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que dirige a Heme Oxygenase 1 (HO-1/Hmox1). Validado para aplicaciones WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta HO-1 endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudios de estrés oxidativo y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Heme Oxygenase 1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3162
ID de Gen	15368
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-266 de Hmox1 de ratón (NP_034572.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14901
Peso Proteico	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo