

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hemgn Para Wb, Elisa - Q9BxL5

Número de artículo: CM0021126

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HEMGN (Hemógeno) humano para aplicaciones de WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón; es adecuado para investigación sobre diferenciación hematopoyética, leucemia y apoptosis por NF- κ B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HEMGN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NDR; EDAG; CT155; EDAG-1; HEMGN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55363
GeneID	55363
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de HEMGN humano (NP_932095.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BXL5
Peso molecular de la proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo