


Anticuerpo Monoclonal Anti-Subunidad Alfa De Hemoglobina (Hba1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P69905

Número de artículo: CM0007887



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la subunidad alfa de hemoglobina humana (HBA1). Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del transporte de oxígeno y hemoglobinopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Subunidad alfa de hemoglobina (HBA1) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; Subunidad alfa de hemoglobina (HBA1)
Especie	Humano
GeneID	3039
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la HBA1 humana (P69905)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P69905
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo