

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hemopexina (Hpx) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02790

Número de artículo: CM0008634

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Hemopexina humana (HPX), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Esencial para estudios de transporte de hemo y recuperación de hierro. Ideal para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Hemopexina (HPX)
Observaciones/Alias	HX; Hemopexina (HPX)
Especie	Humano
GeneID (humano)	3263
GeneID	3263
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 363-462 de la Hemopexina humana (HPX) (P02790)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P02790
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo