

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hepacam Para Wb, Elisa - Q14Cz8

Número de artículo: CM0016641



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra HEPACAM humano (46 kDa), validado para WB y ELISA. Reacciona con especies humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigar la adhesión celular, la migración y la regulación del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HEPACAM pAb de conejo
Observaciones/Alias	HEPN1; MLC2A; MLC2B; GlialCAM; HEPACAM
Especie	Humana
ID del gen (humano)	220296
ID del gen	220296
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-245 de HEPACAM humano (NP_689935.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q14CZ8
Peso de la proteína	46 kDa
Envío	Bolsa de hielo