

Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Heparanasa 1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Número de artículo: CM0029790



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la Heparanasa 1 (HPA1) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta formas precursoras y clivadas; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre degradación de MEC y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Heparanasa 1 Rabbit pAb
Notas / Alias	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanasa 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10855
GeneID	10855
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-275 de la Heparanasa 1 humana (NP_001092010.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y251
Peso de la Proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo