

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Heparanasa 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q9Y251

Número de artículo: CM0020080



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la heparanasa 1 humana (HPSE), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la degradación de la MEC, la invasión tumoral y la inflamación.

[Aprende más](#)

| Parámetro               | Valor                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto     | pAb de conejo contra la heparanasa 1                                                                                                           |
| Observaciones/Sinónimos | HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanasa 1                                                                                                     |
| Especie                 | Humana                                                                                                                                         |
| ID del gen (humano)     | 10855                                                                                                                                          |
| Inmunógeno              | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-275 de la heparanasa 1 humana (NP_001092010.1) |
| Origen                  | Conejo                                                                                                                                         |
| Categoría               | Anticuerpos policlonales                                                                                                                       |
| Aplicación              | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Reactividad cruzada     | Humana, ratón, rata                                                                                                                            |
| SWISS                   | Q9Y251                                                                                                                                         |
| Peso de la proteína     | 61 kDa                                                                                                                                         |
| Envío                   | Bolsa de hielo                                                                                                                                 |