

Anticuerpo Monoclonal Anti-Her2/Erbb2 Para Fc - P04626

Número de artículo: CM0003979



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra HER2/Erbb2 humano para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular (aa 23-652) y está validado para muestras humanas. Ideal para investigación en oncología y aplicaciones de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano HER2/Erbb2 mAb
Observaciones/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-652 de HER2/Erbb2 humano (NP_004439.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo