


Anticuerpo Monoclonal Anti-Her2/ErbB2 Para Citometría De Flujo - P04626

Número de artículo: CM0008796



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-HER2/ErbB2 validado para citometría de flujo. Detecta HER2 humano, un receptor tirosina cinasa sobreexpresado en muchos cánceres. Ideal para la investigación del cáncer y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano HER2/ErbB2 mAb
Observaciones/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-652 del HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo