


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Her2/ErbB2 Para Wb, Ihc, If - P04626

Número de artículo: CM0002338



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra HER2/ErbB2 humano (P04626), validado para WB, IHC, IF y ELISA. Ideal para investigación de señalización en cáncer y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra HER2/ErbB2
Notas/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Especie	Humano
GeneID	2064
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-652 de HER2/ErbB2 humano (P04626)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso de la Proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo