

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Herc3 Para Wb, Elisa - Q15034

Número de artículo: CM0030684

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra HERC3 para WB y ELISA; reacciona con humano y ratón. Inmunógeno: Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-200 de HERC3 humano (NP_055421.1).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	HERC3 Rabbit pAb
Notas / Alias	HERC3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8916
ID del gen	8916
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de HERC3 humano (NP_055421.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15034
Peso molecular de la proteína	117kDa
Envío	Bolsa de hielo