


Anticuerpo Policlonal Anti-Hes1 Para Wb Y Elisa - Q14469

Número de artículo: CM0013022



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-HES1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con HES1 humano, de ratón y de rata, un represor transcripcional involucrado en la señalización Notch y el desarrollo. Ideal para estudios de regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo HES1
Observaciones/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3280
ID del Gen	3280
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 90-165 del HES1 humano (NP_005515.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14469
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo