


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hes1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14469

Número de artículo: CM0003263



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al factor de transcripción HES1 humano. Adecuado para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HES1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Especie	Humano
GeneID	3280
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 181-280 del HES1 humano (Q14469)
Fuente	Conejo
Anticuerpos Monoclonales	
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14469
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo