


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Hes1 Para Wb, Elisa - Q14469

Número de artículo: CM0017461



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción humano HES1, validado para WB y ELISA. Detecta HES1 humano con reactividad cruzada a rata y ratón. Adecuado para investigación en regulación transcripcional y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	HES1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3280
GeneID	3280
Inmunógeno	péptido sintético Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 151-280 de HES1 humano (NP_005515.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata, Ratón
SWISS	Q14469
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo